MOUSSE POUR EMPREINTES DE PAS



Référence: 212113



Indices n°8 et 10 : Empreinte de pas et sable retrouvé sous la chaussure du suspect. Du sable trouvé sous la semelle du suspect peut être comparé avec d'autres sables en réalisant une analyse microscopique, des mesures de pH et de conductimétrie ou une analyse de la composition granulométrique avec des tamis.

Cette mousse permet de comparer une empreinte photographiée sur une scène de crime avec l'empreinte de la chaussure d'un suspect.

Il suffit de presser un objet dans la mousse pour créer une empreinte définitive en 3D.

Dimensions: 35,5 x 15,2 x 5,7 cm

