

Référence : C/EXTRACT



## Rapide et visuel

Réalisez une extraction d'ADN à partir de racines d'oignon et observez une pelote d'ADN sans préparation microscopique.

Composition :

- 12 bâtonnets de buis
- 500 ml de solution d'extraction
- 1 L de solution de précipitation  
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Conservation : 6 mois à température ambiante  
Nombre de binômes : 12

Matériel nécessaire :

- Oignons
- Bêchers de 250 ml
- Éprouvette
- Mortier pilon

- Verre de montre
- Gants