

LAMES GÉLOSÉES CONTACT

FICHE
PRODUIT

Références : LAMBAC, LAMCHAM



Merci de commander ces articles au moins 10 jours à l'avance.

Pour prélèvement sur surface ou liquide.

Conçues pour faciliter les prélèvements, ces lames sont gélosées sur les deux faces et fixées au bouchon. Simple à utiliser, la lame gélosée s'applique sur la surface à analyser d'une simple pression ou se plonge directement dans le liquide à analyser. La lame est ensuite réintroduite dans le flacon puis mise en culture.