

Référence : C/SENSHYG



Sensibilisez les élèves aux dangers du manque d'hygiène notamment le simple fait de ne pas se laver les mains.

Les élèves apprendront que de nombreux micro-organismes sont présents sur leurs mains et que le lavage au savon en élimine une grande partie.

Composition :

- 30 boîtes de milieu riche diamètre 90 mm
- Parafilm pour 30 boîtes de Petri : le parafilm permet de sceller les cultures afin d'éviter que les élèves soient en contact des micro-organismes.
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Conservation : 1 mois à 4 °C

Nombre de binômes : de 15 à 30

Matériel nécessaire : Étuve à 37 °C, bec Bunsen (manipulation stérile)