

AGITATEUR MAGNÉTIQUE 10 L CHAUFFANT

FICHE
PRODUIT

Référence : AGMCH



Agitateur magnétique avec plaque chauffante en acier inoxydable (Ø 130 mm).
Capacité d'agitation : 10 litres
Vitesse d'agitation : de 0 à 2000 trs/min (réglage électronique)
Puissance de chauffe : 600 W
Température réglable de 40 à 250 °C
Boutons de réglage séparés pour rotation et chauffage.
Dimensions : 150 x 150 x 100 mm
Masse : 2,5 kg

Référence	AGMCH
Capacité	10 L
Vitesse d'agitation	0 à 2000 trs/min
Chauffant	Oui
Puissance Chauffe	600 W
Temp. Max.	250°C
Régulation	Analogique
Masse	2,5 Kg
Dimensions	150 x 150 x 100 mm (L x P x H)
Garantie	1 an

Affichage

Non