

AGITATEURS MAGNÉTIQUES CHAUFFANTS

Références : AMC20L-ANA, AMC5L-NUM, AMC20L-NUM



Agitateurs magnétiques de différentes capacités, avec plateau en acier inoxydable Ø 135 mm pourvu d'un revêtement en céramique pour un meilleur transfert de la chaleur.

Les modèles numériques sont livrés avec une sonde externe de température PT1000, le support de sonde n'est pas fourni (voir accessoire).

Un voyant prévient l'utilisateur lorsque le plateau a une température supérieure à 50°C pour éviter les brûlures.

Référence	AMC20L-ANA	AMC20L-NUM	AMC5L-NUM
Volume d'agitation	20 L	20 L	5 L
Vitesse d'agitation	50 à 1500 tours /min	50 à 1500 tours /min	100 à 1500 tours /min
Affichage vitesse	Non	LED	LED
Puissance chauffe	600 W	600 W	600 W
Régulation	Analogique	Numérique	Numérique
Temp. Max	310 °C	310 °C	280 °C
Affichage temp.	Non	LED	LED
Dimensions (LxPxH)	250 x 148 x 85 mm	250 x 148 x 85 mm	268 x 160 x 85 mm
Masse	1,9 kg	1,9 kg	1,8 kg