

# ALIMENTATION SYMÉTRIQUE MULTITENSIONS

FICHE  
PRODUIT

Référence : ALF1501D



Alimentation symétrique de laboratoire avec 0 Volt commun aux deux sorties.

Tensions de sortie symétrique : ajustable de  $\pm 10$  à  $\pm 15$  V linéairement.

Sorties flottantes sur douilles bananes de sécurité  $\varnothing 4$  mm

Ondulation : Protection contre les courts-circuits et les surintensités.

Intensité max : 1 A

Puissance max de sortie : 30 W

2 DEL vertes de fonctionnement

Protection contre les courts-circuits par disjonction et par limitation du courant, et contre les surintensités sur la source par fusible.

Alimentation : 230 V

Dimensions : 106 x 95 x 59 mm

Masse : 0,250 kg

<b>Référence</b>	ALF1501D
<b>Nombre de sorties</b>	1
<b>Tension continue</b>	Ajustable de $\pm 10$ V à $\pm 15$ V linéairement
<b>Tension alternative</b>	Non
<b>Intensité max.</b>	1,0 A
<b>Précision</b>	-
<b>Ondulation</b>	< 3mV efficace
<b>Affichage</b>	Non

<b>Protection</b>	Protection contre les courts-circuits par disjonction et par limitation du courant, et contre les surintensités sur la source par fusible
<b>Dimensions</b>	106 x 95 x 59 mm
<b>Masse</b>	0,25 kg
<b>Garantie</b>	2 ans