

ARMOIRES À VENTILATION FILTRANTE

FICHE
PRODUIT

Références : AF2, AF2-2, AF4-2, AF4-3, AF4-4



Air purifié = santé préservée

Référence	Dimensions ext. H x L x P (mm)	Poids Kg	Nbre étagères	Capacité
AF2	2020 x 800 x 650	140	4	140 L
AF2-2	2020 x 800 x 650	150	8 demi-étagères	120 L
AF4-2	2020 x 1600 x 650	280	8	280 L
AF4-3	2020 x 1600 x 650	290	4 + 8 demi-étagères	260 L
AF4-4	2020 x 1 600 x 650	300	16 demi-étagères	240 L