

ARMOIRES DE SÛRETÉ POUR PRODUITS DANGEREUX

Références : AL155, AL55, AL305, AL115



Conformité :

- Conformes aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique.
- Conformes aux recommandations de l'I.N.R.S..
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes NF X08.003 et ISO 3864, et à la Directive Européenne 92/58/CEE.

Avantages :

- Permettent le stockage de vos produits dangereux en toute sécurité et en conformité avec la réglementation en vigueur.
- Solution économique pour le stockage de vos produits dangereux.
- Livrées avec 4 pictogrammes normalisés : " inflammables " (x1), " toxiques " (x1) et " corrosifs " (x2).

Options (contactez votre consultant régional) :

- Étagère/bac de rétention supplémentaire en acier.
- Surétagère/bac de rétention en PVC.
- Caillebotis en acier pour bac de rétention.
- Tapis absorbant.

Sécurité passive :

- Construction en acier 8/10ème.
- Peinture grise RAL 7035 par poudrage électrostatique.
- Étagère de rétention en acier, hauteur de 50 mm, réglables en hauteur sur crémaillère au pas de 25

mm.

- Bac de rétention en acier, hauteur de 50 mm au bas de l'armoire.

Sécurité active :

- Orifices de ventilation haut et bas en parties latérales.
- Porte(s) battante(s) à fermeture à clef.

Armoire comptoir à 1 porte

**Armoires à compléter d'un caisson de filtration
ou de ventilation**

Réf : AL55

Armoire comptoir à 2 portes

**Armoires à compléter d'un caisson de filtration
ou de ventilation**

Réf : AL115

Armoire haute à 1 porte

**Armoires à compléter d'un caisson de filtration
ou de ventilation**

Réf : AL155

Armoire haute à 2 portes

**Armoires à compléter d'un caisson de filtration
ou de ventilation**

Réf : AL305

Référence	Dim. Hx L x P (mm)	Capacité de stockage	Capacité de rétention	Nombre d'étagère/bac	Masse
AL115	1 000 x 920 x 420	135 L	40 L	2	40 kg
AL155	1 800 x 500 x 420	130 L	40 L	4	41 kg
AL305	1 800 x 920 x 420	240 L	80 L	4	60 kg
AL55	1 000 x 500 x 420	70 L	20 L	2	26 kg