

AUTOUISEUR POUR STÉRILISATION

FICHE
PRODUIT

Référence : COSTER



Autocuiseur pour stérilisation

Stérilisez ou décontaminez votre matériel... tout simplement !

Le fond en aluminium assure une chaleur homogène avec une diffusion optimale, sur tous les feux dont l'induction.

L'ouverture et la fermeture s'effectuent par simple rotation du couvercle.

Sécurité optimale ! L'autocuiseur est doté de 4 sécurités : une à l'ouverture, une à la fermeture et deux en cas de surpression.

Le bol est compatible lave-vaisselle pour un nettoyage plus aisé.

Volume utile : 8L

Livré avec un panier.