

BALLONS À FOND ROND MONOCOL EN VERRE DURAN

FICHE
PRODUIT

Références : BMONOC4, BMONOC1, BMONOC6, BMONOC3, BMONOC5, BMONOC2



Ballon monocol

Référence	Capacité	Rodage
BMONOC1	100 ml	19/26
BMONOC2	100 ml	24/29
BMONOC3	250 ml	19/26
BMONOC4	250 ml	24/29
BMONOC5	500 ml	19/26
BMONOC6	500 ml	24/29