

# BOITE DE RÉSISTANCES 12 VALEURS

FICHE  
PRODUIT

Référence : RESIST



Un simple commutateur rotatif permet de choisir entre 12 valeurs de résistances :  
100  $\Omega$ , 220  $\Omega$ , 470  $\Omega$ , 1 k $\Omega$ , 2,2 k $\Omega$ , 4,7 k $\Omega$ , 10 k $\Omega$ , 22 k $\Omega$ , 47 k $\Omega$ , 100 k $\Omega$ , 220 k $\Omega$ , 470 k $\Omega$ .  
Dimensions : 80 x 125 x 35 mm