

BOITES DE PETRI EN PLASTIQUE STÉRILE 3 ERGOTS

Références : 55E/15., 55E/1620., 90E/33, 90E/825



Diamètre 55 mm, stériles. Carton de 1 620 boîtes.
Réf : 55E/1620.

Diamètre 55 mm, stériles. Sachet de 15 boîtes.
Réf : 55E/15.

Diamètre 90 mm, stériles. Carton de 825 boîtes.
Réf : 90E/825

Diamètre 90 mm, stériles. Sachet de 33 boîtes.
Réf : 90E/33

| Référence | Ø int. mm | Haut. mm | Cdt |
|-----------|-----------|----------|------|
| 55E/15. | 55 | 14.2 | 15 |
| 55E/1620. | 55 | 14.2 | 1620 |
| 90E/33 | 90 | 13.1 | 33 |
| 90E/825 | 90 | 13.1 | 825 |