

Références : USONCAV2, USONCAV1



## 2 types de cavaliers, 2 philosophies

### Cavalier plat

Cavalier en plastique rigide permettant une utilisation des émetteurs et récepteurs à ultrasons sur une simple table de travail le long d'une règle par exemple.

Deux clips de fixation permettent de maintenir fermement l'émetteur ou le récepteur à une hauteur de 100 mm de la table, évitant ainsi les réflexions sur le plan de travail.

**Réf : USONCAV1**

### Cavalier sur tige

Support composé d'un plateau sur Tige : Ø 10 mm. Deux clips de fixation permettent de maintenir parfaitement un émetteur ou un récepteur à ultrasons.

Ce dispositif permet une utilisation sur tout type de banc d'optique possédant des cavaliers à colonne. Longueur de la tige : 90 mm environ.

**Réf : USONCAV2**