

CHARIOTS MÉTALLIQUES

Références : SERVMET3BBP, SERVMET2PBL, SERVMET2BBP, SERVMET2PGP, SERVMET2PRL, SERVMET2PRP, SERVMET3PGL, SERVMET2PJP, SERVMET2PJL, SERVMET3PRP, SERVMET3PRL, SERVMET3PBL, SERVMET3PJP, SERVMET2PGL, SERVMET3PGP, SERVMET3PJL



Chariots 2 ou 3 plateaux en tôle épaisseur 2 mm pliés avec rebords ajourés soudés et revêtus d'une plaque de stratifié collée d'1 mm d'épaisseur.

Construction robuste entièrement mécano soudée en tube de Ø 25 mm..

Roulettes pivotantes dont 2 à frein Ø 125 garantissant une excellente maniabilité.

- Charge max : 200 kg
- Chariots livrés montés, prêts à l'emploi.

Référence	Couleur	Nombre de plateaux	Dimensions plateaux (mm)	Dimensions ext. (mm)	Poids à vide
SERVMET2PBL	Bleu	2	1000 x 600	1110 x 690 x 1005	27,5 kg
SERVMET2BBP	Bleu	2	850 x 500	920 x 590 x 1005	21,5 kg
SERVMET2PGL	Gris	2	1000 x 600	1110 x 690 x 1005	27,5 kg
SERVMET2PGP	Gris	2	850 x 500	920 x 590 x 1005	21,5 kg
SERVMET2PJL	Jaune	2	1000 x 600	1110 x 690 x 1005	27,5 kg

				1005	
SERVMET2PJP	Jaune	2	850 x 500	920 x 590 x 1005	21,5 kg
SERVMET2PRL	Rouge	2	1000 x 600	1110 x 690 x 1005	27,5 kg
SERVMET2PRP	Rouge	2	850 x 500	920 x 590 x 1005	21,5 kg
SERVMET3PBL	Bleu	3	1000 x 600	1110 x 690 x 1005	38,5 kg
SERVMET3PBP	Bleu	3	850 x 500	920 x 590 x 1005	29 kg
SERVMET3PGL	Gris	3	1000 x 600	1110 x 690 x 1005	38,5 kg
SERVMET3PGP	Gris	3	850 x 500	920 x 590 x 1005	29 kg
SERVMET3PJL	Jaune	3	1000 x 600	1110 x 690 x 1005	38,5 kg
SERVMET3PJP	Jaune	3	850 x 500	920 x 590 x 1005	29 kg
SERVMET3PRL	Rouge	3	1000 x 600	1110 x 690 x 1005	38,5 kg
SERVMET3PRP	Rouge	3	850 x 500	920 x 590 x 1005	29 kg