

CHUTE LIBRE ÉLÈVE

FICHE
PRODUIT

Référence : CHUTELEVE



Cet appareil est conçu pour être utilisé avec un compteur électronique afin de déterminer le temps de chute d'une bille en chute libre.

Le chronomètre se déclenche lorsque la bille est libérée et s'arrête quand la bille entre en contact avec le plateau récepteur. La précision du chronomètre permet des résultats très réalistes.

Connexion au compteur numérique (non compris) par douilles bananes de sécurité.

Livré avec 4 billes.

À compléter par un chronomètre numérique, un statif de laboratoire et une noix de serrage.