

COFFRETS EN BOIS

Références : CBDR241, CBDR121, CB303, CB302, CB301, CB103, CB102, CB101



Coffret de rangement en bois, indexé
Très bonne qualité, grande résistance des charnières.

Pour lames 76 x 26 mm

Réf : CB101 - CB102 - CB103 -

Pour lames minces 45 x 30 mm

Réf : CB301 - CB302 - CB303 -

Pour plaques de drosophiles 65 x 80 mm

Réf : CBDR121 - CBDR241 -

Référence	Capacité max.	Nb. rainures	L x l x H
CB101	100 lames	100	24,5 x 19 x 3,7 cm
CB102	50 lames	50	24,5 x 10,5 x 3,7 cm
CB103	25 lames	25	13 x 10,5 x 3,7 cm
CB301	100 lames	100	27,4 x 13,5 x 4,4 cm
CB302	50 lames	50	27,4 x 7,5 x 4,4 cm
CB303	25 lames	25	14 x 7,5 x 4,4 cm
CBDR121	12 plaques	12	14,5 x 11 x 8 cm
CBDR241	24 plaques	24	26,5 x 11 x 8 cm