


# COFFRETS EN POLYSTYRÈNE

FICHE  
PRODUIT

Références : CP25, CP100, CP50



Coffret de rangement en polystyrène avec rainures numérotées. Index à l'intérieur du couvercle. Très bonne qualité.

Pour lames 76 x 26 mm

Référence	Capacité max.	Nb. rainures	L x l x H
CP100	100 lames	100	22,8 x 18,4 x 3,4 cm
CP25	25 lames	25	12,3 x 9,6 x 3,4 cm
CP50	50 lames	50	22,8 x 9,6 x 3,4 cm