


# COMPTEUR GEIGER - DOSIMÈTRE

Référence : GEIGER2



Grâce à ce compteur Geiger détecteur de radioactivité, détectez les rayons X et GAMMA ou les particules BETA de votre environnement courant.

A chaque détection de radioactivité, un son est émis. Une accélération des bips indique la proximité d'une source radioactive.

Caractéristiques techniques :

- Détecteur : tube-compteur de Geiger-Mueller
- Débit de dose / débit de dose équivalent local : 0,1 à 9.999 Sv/h
- Débit de dose effectif : 0,001 à 9.999 mSv
- Gamme d'énergie (radiation gamma) : 0,05 à 3,0 MeV
- Gamme d'énergie (radiation bêta) : 0,5 à 3,0 MeV
- Temps de réponse