

# CONDUCTIMÈTRE PORTABLE

Référence : CONDPOR



## Caractéristiques techniques :

- Afficheur LCD rétroéclairé 42 x 33 mm
  - Plages de mesure :
    - Conductivité : 0 à 199,9 mS/cm en 5 calibres automatiques
    - Résistivité : 0 à 100 MΩ.cm
  - TDS : 0 à 100 g/L
  - Salinité : 0 à 100 ppt
  - Changement de gamme automatique
  - Précision :  $\pm 1\%$  pleine échelle
  - Compensation en température automatique de 0 à 50°C
  - Étalonnage en un point automatique (1413  $\mu\text{S}/\text{cm}$ )
  - Stockage de 100 groupes de données
  - Dimensions / Masse : 65 x 120 x 31 mm / 180 g
- Appareil livré avec 2 piles AA, un flacon (50 ml) de solution étalon 1413  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , une sonde de conductivité à compensation en température ( $K=1,0$ ) et un étui de rangement et de protection en

plastique