

CUVES À CHROMATOGRAPHIE / COLORATION

Références : CUVCHRO, CUVCOL



Modèle Ø 40 mm

Cuve à coloration en verre de forme cylindrique avec couvercle.

Dimensions : Ø 40 x 85 mm

Réf : CUVCOL

Modèle Ø 60 mm

Cuve à chromatographie cylindrique en verre sodocalcique équipée d'un couvercle, aux dimensions particulièrement bien adaptées aux expériences.

Dimensions : Ø 60 mm x 100 mm

Réf : CUVCHRO