

# DIAPASONS SUR CAISSES DE RÉSONANCE

Références : DIAPCAIS1, DIAPCAIS2



Diapasons d'excellente qualité montés sur caisse de résonance. Les sons émis résonnent particulièrement longtemps et permettent d'effectuer des mesures très précises. Dans le lot de deux diapasons, ceux-ci sont livrés exactement à la même fréquence, ce qui permet de faire des expériences de dissonance.

Fréquence propre : 440 Hz  
Dimensions diapason : 14x 28 x 165 mm  
Dimensions caisse de résonance : 93 x 180 x 50 mm

Diapason sur caisse de résonance, livré avec un marteau mou  
**Réf : DIAPCAIS1**

Paire de diapasons sur caisses de résonance, livrés avec un marteau mou et 2 masses à glissière  
**Réf : DIAPCAIS2**