

DISPENSEUR HIRSCHMANN À VOLUME RÉGLABLE CERAMUS HF

Référence : CERAMUS10HF



CERAMUS HF 2-10 ml
Distributeur à recirculation

Distributeur pour flacons pour fluides agressifs avec système de recirculation du réactif pour le dosage manuel directement sur le flacon de réactifs.

Modèle spécifique pour acide fluorhydrique et autres fluides particulièrement agressifs, avec réglage de volume variable suivant des intervalles donnés, certificat de conformité, avec système de recirculation du réactif, piston, cylindre, siège et bille de vanne en céramique de très grande pureté (Al₂O₃), ressort en platine/iridium, stérilisable à la vapeur jusqu'à 121°C, taraudage A 45.

Fiabilité sans compromis sur la série des CERAMUS®, la perfection se retrouve dans les moindres détails, fruit des longues années d'expérience de Hirschmann en matière de manipulation des liquides. La jauge à gradins et le réglage de volume par crans numériques assurent un dosage d'une précision constante et des volumes reproductibles indépendamment de l'utilisateur.

Caractéristiques:

- Librement orientable
- Système de recirculation des fluides pour une purge rapide et simple sans perte de réactif
- Libération de volume reproductible indépendamment de l'opérateur
- Réglage de volume par crans numériques, calibrage à vie
- Unité de refoulement robuste; flexible d'aspiration à visser
- Très bonne inertie chimique et thermique des pièces au contact du fluide
- Certificat de qualité individuel avec attestation de conformité

Livré complet avec 3 adaptateurs filetés (A 32, S 40, A 38), 1 flexible d'aspiration avec écrou-raccord, 1 unité de refoulement et 1 clé de montage, avec numéro de série individuel et certificat de calibrage.