

ENTONNOIRS EN POLYPROPYLÈNE

Références : ENTP50, ENTP75, ENTP150, ENTP100, ENTP30



En polypropylène

Référence	Capacité	Ø sup	Longueur tige	Ø tige
ENTP100	220 ml	100 mm	75 mm	10 mm
ENTP150	800 ml	150 mm	110 mm	16 mm
ENTP30	6 ml	30 mm	25 mm	4 mm
ENTP50	30 ml	50 mm	48 mm	7 mm
ENTP75	90 ml	75 mm	75 mm	8 mm