

FIOLES ERLENMEYER EN VERRE PYREX COL LARGE

FICHE
PRODUIT

Références : ECLP100, ECLP500, ECLP50, ECLP250, ECLP1000



Fioles Erlenmeyer col large

Référence	Capacité	Ø col	Hauteur	Col
ECLP100	100 ml	34 mm	110 mm	large
ECLP1000	1000 ml	50 mm	220 mm	large
ECLP250	250 ml	50 mm	140 mm	large
ECLP50	50 ml	34 mm	85 mm	large
ECLP500	500 ml	50 mm	175 mm	large