

KIT ÉTUDE DE LA POUSSÉE D'ARCHIMÈDE

Référence : ARCH12



Ce kit complet a été spécialement conçu pour une réalisation assurée et à moindre coût de l'étude de la poussée d'Archimède.

Composition :

- 1 vase de Boudreau en verre 250 ml
- 1 bécher en plastique de 10 ml
- 1 dynamomètre type peson de 1 N
- 1 dynamomètre type peson de 2,5 N
- 2 volumes cylindriques pleins avec crochet de masses différentes
- 1 volume cylindrique creux avec crochet
- 1 volume de forme quelconque avec crochet
- 1 statif avec crochet de suspension