

LINGETTES HUMIDES DÉSINFECTANTES

FICHE
PRODUIT

Référence : LINGDES80



Idéal pour la désinfection du matériel de TP (ExAO, microscopes...)

Lot de 80 lingettes désinfectantes mains, objets et surfaces.

Elles détruisent 99,9 % des virus et des bactéries dont TGEV (coronavirus) et virus Influenza (H1N1)

Bactéricide selon les normes EN1276, EN13727 et EN1500

Levuricide selon les normes EN1650 et EN13624

Virucide selon la norme EN14476+A1