

# LOT DE BOUSSOLES AVEC PLATEAU DE RANGEMENT

FICHE  
PRODUIT

Référence : LOT20BOUS



Lot de 20 boussoles présentées sur un plateau.

Une plaque présente sur le plateau permet de remagnétiser si besoin les boussoles, afin qu'elles soient toutes orientées de la même façon, avec l'extrémité rouge indiquant le nord.

Le plateau possède également une face aimantée pour maintenir les aiguilles lors du stockage et éviter de les dérégler.

Dimensions boussoles : Ø 40 mm

Dimensions plateau : 210 x 215 x 25 mm