

MACHINE À GLAÇONS

FICHE
PRODUIT

Référence : GLACONS



Rapide : 12 kg de glaçons en 24h, soit 10 glaçons en 10 min

Caractéristiques techniques :

- Corps en inox
- Groupe froid autonome
- Capacité : 12 kg de glaçons en 24h soit environ 9 glaçons toutes les 8 minutes
- 2 tailles de glaçons : Ø 1,7 ou Ø 2,5 cm
- Tableau de bord électronique
- Réservoir d'eau de 2,1L - pas de raccordement à une arrivée d'eau
- Capacité du réservoir à glaçons : 600 g
- Programme d'auto-nettoyage du système
- Bouchon de vidange
- Pelle à glaçons
- Puissance : 120 Watts

- Dimensions : 33 x 26 x 33 cm
- Masse : 9,8 kg