

# MACHINE À GLAÇONS CREUX

FICHE  
PRODUIT

Référence : GLACREU



- **Fluide propre**
- **Facile à piler**

Caractéristiques techniques :

Production : 22 à 31 kg selon la température de l'air et de l'eau

Réserve de glace : 6 kg

Carrosserie : inox

Fluide propre R-290

Refroidissement: condenseur à air

Sonde pour arrêt automatique de la production.

Livré avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace

Puissance : 300 W

Dimensions (LxPxH) / Masse : 385 x 468 x 607 mm / 36 kg