

MICROPIPETTE À VOLUME VARIABLE IKA

Références : PETTEVARIO10000, PETTEVARIO5000, PETTEVARIO200, PETTEVARIO20,
PETTEVARIO1000, PETTEVARIO10, PETTEVARIO100



Entièrement autoclavable et prise en main très agréable

Une conception ergonomique associée à des performances précises sans compromis : les pipettes IKA vario sont idéales.

- Codage couleur permet de sélectionner rapidement une pipette adaptée.
- Résistance aux impacts, aux UV et aux produits chimiques
- Entièrement autoclavables
- Conception ergonomique
- Livrées avec des poignées échangeables de différentes formes et matières.
- Garanties pour une bonne adaptation dans la paume de la main.
- Design ergonomique qui assure une manipulation sans aucun effort.
- La pointe de pipette peut être libérée quelle que soit la position de la main
- Le réglage du volume est solidement verrouillable.

Une construction durable :

- La pointe conique et le piston sont recouverts d'un carbone sous forme de diamant (DLC) de haute qualité.
Grand écran :
- L'écran affiche les volumes définis avec des caractères faciles à lire.
Maintenance et réglage simples
- L'unité de volume avec piston et joint peut être démontée et nettoyée en quelques étapes simples. Si un réglage est nécessaire, il peut être effectué sans outil supplémentaire.

0,5-10 µL

Réf : **PETTEVARIO10**

0,5-5 mL

Réf : **PETTEVARIO5000**

1-10 mL

Réf : **PETTEVARIO10000**

10-100 µL

Réf : **PETTEVARIO100**

100-1000 µL

Réf : **PETTEVARIO1000**

2-20 µL

Réf : **PETTEVARIO20**

20-200 µL

Réf : **PETTEVARIO200**

Référence	Type	Volume	Incrément	Précision	Autoclavable	Recalibrable	Garantie
PETTEVARIO 10	Volume variable	0,5 - 10 µL	0,01 µL	± 1,5%	Intégralement	Oui	2 ans
PETTEVARIO 100	Volume variable	10 - 100 µL	0,1 µL	± 1,0%	Intégralement	Oui	2 ans
PETTEVARIO 1000	Volume variable	100 - 1000 µL	1 µL	± 1,0%	Intégralement	Oui	2 ans
PETTEVARIO 10000	Volume variable	1000 - 10000 µL	10 µL	± 0,8%	Intégralement	Oui	2 ans
PETTEVARIO 20	Volume variable	2 - 20 µL	0,02 µL	± 1,2%	Intégralement	Oui	2 ans
PETTEVARIO 200	Volume variable	20 - 200 µL	0,2 µL	± 1,0%	Intégralement	Oui	2 ans
PETTEVARIO 5000	Volume variable	500 - 5000 µL	5 µL	± 1,2%	Intégralement	Oui	2 ans