

MICROPIPETTES À VOLUME FIXE

Références : FIX20, FIX100, FIX25, FIX5, FIX50, FIX10



Notre gamme de micropipettes à volume fixe permet de réaliser facilement des pipetages de précision et à moindre coût. Les différents volumes sont repérés par un code couleur. Tous les modèles fonctionnent avec des cônes jaunes (Réf. CONJ).

Référence	Volume	Justesse	
FIX10	10 µl	± 1,0%	
FIX100	100 µl	± 0,3%	
FIX20	20 µl	± 0,5%	
FIX25	25 µl	± 0,5%	
FIX5	5 µl	± 1,5%	
FIX50	50 µl	± 0,4%	