

MODÈLE D'ARTHÉROSCLÉROSE

FICHE
PRODUIT

Référence : G40



Modèle d'athérosclérose, avec coupe transversale de l'artère (en 2 parties). Grâce à ce modèle, vous pouvez expliquer les altérations produites par l'athérosclérose dans les vaisseaux sanguins. Une fourchette d'artère rabattable horizontalement est représentée, comprenant des dépôts athérosclérotiques de 4 types différents, du dépôt léger à l'occlusion totale du vaisseau. Sur socle.