

# MONODÉCADES DE RÉSISTANCES

FICHE  
PRODUIT

Références : MONODEC1, MONODEC2, MONODEC3, MONODEC4, MONODEC5, MONODEC6, MONODEC7



Monodécades de résistances présentées en boîtier plastique et pourvues de 2 douilles bananes de sécurité Ø 4 mm

Précision : 1%

Dimensions : 117 x 79 x 57 mm

Référence	Décades	I <sub>max</sub>
MONODEC1	10 x 1 Ω	700 mA
MONODEC2	10 x 10 Ω	200 mA
MONODEC3	10 x 100 Ω	70 mA
MONODEC4	10 x 1 kΩ	20 mA
MONODEC5	10 x 10 kΩ	7 mA
MONODEC6	10 x 100 kΩ	2 mA
MONODEC7	10 x 1 MΩ	0,7 mA