

Référence : MOT-RED100



Microscope MOTIC RED100 monocular désaxé 4X/10X/40X LED

Platine rotative 360°

Cavaliers 'one-touch'

Microscope MOTIC monocular série RED100 à objectifs achromatiques 4X/10X/40X
Excellent microscope !

Caractéristiques:

- Tête rotative à 360 ° et inclinée à 45°
 - Oculaire sécurisé grand champ WF10X/18mm avec pointeur
 - Tourelle revolver inversée à 3 objectifs
 - 3 objectifs achromatiques Série EA 4X 10X 40XR
 - Mise au point macro et micro désaxée
 - Butée sécurisée
 - Platine carrée déplacement XY par glissement - Rotation à 360°
 - 2 valets simple-clic sur ressort
 - Condenseur O.N 0.65 intégré à la platine (le condenseur est moulé avec la platine)
 - Diaphragme à iris
 - Éclairage réglable en intensité à LED 2,5W
 - Fonctionne sans fil, batteries 3x1,5V 1500mAH
 - Alimentation électrique 100-240V (CE), chargeur et batteries inclus
-
- Livré avec housse de protection
 - Dimensions H 334 x P 152 x L 234 mm
 - Poids : 4,7 Kg

- Garantie : 10 ans pour les pièces optiques et mécaniques ; 2 ans pour les pièces électriques

Référence	MOT-RED100
Tête	Monoculaire
Mise au point	Macro/Micro désaxé
Platine	À chariot
Objectifs / Nb de places	4X, 10X, 40X/ 3 places
Eclairage	LED Réglable
Type d'objectifs	Achromatiques
Condenseur	O.N 0.65 intégré à la platine
Alimentation	Chargeur / Sans fil
Poids	4.7 kg
Garantie	10 ans