

PH-MÈTRE / CONDUCTIMÈTRE / MVMÈTRE À SORTIE ANALOGIQUE

FICHE
PRODUIT

Référence : MPC25



Appareil multiparamètres, doté de deux sorties analogiques séparées. Mesure simultanée du pH et de la conductivité possible grâce à un isolement galvanique

- Double afficheur LCD 2000 points
- Plages de mesure :
 - pH : 0,00 à 14,00
 - mV : ± 1999 mV
 - Conductivité : 0 à 200 mS/cm en 4 gammes (changement manuel)
- Connectique : Fiche BNC pour électrode pH/mV, entrée pour électrode de référence séparée, fiche BNC pour cellule de conductivité.
- Sorties analogiques : 0-5 V sur douilles \varnothing 4 mm isolées pour l'enregistrement de la conductivité et/ou du pH/mV
Adaptateur secteur 9 V fourni.