

# PH-MÈTRE ÉTANCHE ELMETRON

FICHE  
PRODUIT

Référence : PHCP411



pH-mètre / millivoltmètre / thermomètre monté dans un boîtier étanche IP66

Large écran LCD rétroéclairé

Electrode pH et sonde de température fournies

Caractéristiques techniques :

- pH : 0,00 à 14,00  $\pm$  0,01
- mV :  $\pm$  1999,9 mV  $\pm$  1 mV
- Temp. : -50,0 à +199,9 °C  $\pm$  0,2°C
- Compensation en température : auto ou manuelle, de -5°C à +110°C
- Etalonnage : manuel ou auto. de 1 à 3 points (détection auto des tampons pH 4, pH 7 et pH 10)
- Alimentation : pile 9V fournie ou adaptateur secteur 12 V (non fourni)
- Extinction automatique
- Dimensions / masse : 149 x 82 x 22 mm / 210 g
- Le produit est livré en mallette avec pile, électrode pH, sonde de température Pt1000