

PH-MÈTRE MVMÈTRE À SORTIE ANALOGIQUE

Référence : PSD21



Gamme de mesure : 0 à 14 (résolution de 0,01)
Mesures potentiels : ± 2000 mV (résolution 1 mV)
Affichage à cristaux liquides 2000 points
Commutateur pH/mV
Sortie analogique : 0 - 5 V sur fiches bananes \varnothing 4mm (autres sur demande)
Réglages par boutons :

- Tarage
 - Correction d'échelle
 - Correction manuelle de température
- Entrée pH/mV : fiche BNC
Entrée pour électrode de référence séparée (fiche banane 2 mm)
Impédance d'entrée supérieure à 10^{12} Ohms
Température d'utilisation : 0 à 50 °C
Boîtier résistant aux projections
Alimentation : adaptateur secteur 9 V fourni
Dimensions : 106 x 187 x 54 mm
Electrode à commander séparément.