

# PH-MÈTRE STYLO

FICHE  
PRODUIT

Référence : PHCHECK



pH-mètre testeur léger et compact, idéal pour les mesures de routine précises et rapides. Il est doté d'une électrode étroite, idéale pour les mesures en tube à essai. Avec un étalonnage en 2 points, il assure des mesures d'une exactitude de  $\pm 0,2$  pH. L'électrode pH avec connexion S7 tête à vis se remplace facilement.

Gamme : 0,0 à 14,0 pH

Résolution : 0,1 pH

Précision (à 20 °C) :  $\pm 0,2$  pH

Étalonnage pH : Automatique, en 1 ou 2 points (pH 4,01, 7,01 et 10,01)

Alimentation : 1 pile CR2032 Li-ion / Environ 1000 heures d'utilisation continue

Dimensions / masse : 50 x 174 x 21 mm / 50 g