

# PIPETEUR TYPE PIPUMP

Références : PIPUMP2, PIPUMP10, PIPUMP25



## Pipump bleu

Dispositif de pipetage PI-PUMP, molette d'aspiration pour pipettes graduées de 25 ml, de 10 ml et 2 ml. Touche de commande actionnant l'écoulement.

**Réf : PIPUMP2**

## Pipump rouge

Dispositif de pipetage PI-PUMP, molette d'aspiration pour pipettes graduées de 25 ml, de 10 ml et 2 ml. Touche de commande actionnant l'écoulement.

**Réf : PIPUMP25**

## Pipump vert

Dispositif de pipetage PI-PUMP, molette d'aspiration pour pipettes graduées de 25 ml, de 10 ml et 2 ml. Touche de commande actionnant l'écoulement.

**Réf : PIPUMP10**

Référence	Volume	Couleur
PIPUMP10	0 à 10 ml	Vert
PIPUMP2	0 à 2 ml	Bleu
PIPUMP25	0 à 25 ml	Rouge