PIPETTES GRADUÉES EN VERRE



Références: PGV10, PGV25, PGV50, PGV50, PGV1, PGV2

Pipettes graduées, boule de sûreté. Classe de précision A graduation au 1/10 ml Zéro en bas.

Longueur: 360 mm (modèle PGV25: 450 mm et PGV50: 725 mm)

Référence	Capacité (ml)	Longueur (mm)	Code couleur
PGV1	1	360	rouge
PGV10	10	360	orange
PGV2	2	360	vert
PGV25	25	450	blanc
PGV5	5	360	bleu
PGV50	50	725	bleu

