

# PLAQUES SILICE SUR ALUMINIUM

Références : 40082, 40081, 40078, 40077



Plaques destinées à toutes les chromatographies, résistantes aux températures élevées.  
Proscrire toutefois les éluants contenant de l'ammoniaque et des acides minéraux.

Référence	Marque	Indicateur UV	Taille	Cdt
40077	Macherey-Nagel	254 nm	40 x 80 mm	50 plaques
40078	Macherey-Nagel	254 nm	200 x 200 mm	25 plaques
40081	Macherey-Nagel	Non	50 x 100 mm	50 plaques
40082	Macherey-Nagel	Non	200 x 200 mm	25 plaques