

Référence : POMPECO



Mesure de la masse de l'air

Gonflage d'un ballon de baudruche par dépression

Mise en évidence de la variation de la température d'ébullition avec la pression

Cette petite enceinte en plastique permet d'aborder les premières notions autour du vide au collège. Compacte et simple d'utilisation, elle permet une utilisation aisée par de jeunes élèves. Livrée avec pompe manuelle.

Caractéristiques techniques :

- Enceinte : volume de 1,3 L, Ø 140 mm, hauteur 160 mm
- Pompe : longueur 170 mm, Ø 40 mm