

POMPE À VIDE MANUELLE AVEC CLOCHE À MANOMÈTRE

Référence : CLOPOMP



Tout en 1 pour installation rapide
Pompe à main et manomètre intégré

La cloche est calibrée pour être positionnée avec précision sur la platine. Sur le haut de la cloche, un clapet permet de régler ou de casser le vide, et un manomètre à cadran permet de mesurer la pression interne. La platine dispose d'un joint circulaire assurant l'étanchéité parfaite avec la cloche. La base contient la pompe permettant d'extraire l'air de la cloche.

La platine peut également être utilisée sans la cloche en tant que simple pompe à vide avec d'autres accessoires (non fournis). Il suffit de dévisser le capuchon sur la platine et d'y raccorder le dispositif en question.

Caractéristiques techniques :

- Manomètre : vide limite de 330 mbar (250 mmHg)
- Cloche à vide transparente
- Clapet de dépressurisation
- Dimensions : Ø 200 mm x 250 mm