

## POMPE DISTRIBUTRICE POUR SOLUTION VISQUEUSE (SAVON OU GEL HYDROALCOOLIQUE)

FICHE  
PRODUIT

Références : POMPGEL500, POMPGEL2



Pompe distributrice Col 28/410

Pompe distributrice pour solution visqueuse (savon ou gel hydroalcoolique).

Volume distribué à chaque pression : 5ml

Compatible avec tous les flacons en col 28/410

Dimensions de la tige : longueur 265 mm - diamètre 2mm (la tige peut être coupée).

La pompe est compatible avec le flacon de 500ml de gel hydroalcoolique (ref. 850006).

**Réf : POMPGEL2**

Pompe distributrice LX 500 µl Col 24/410

Pompe distributrice pour solution visqueuse (savon ou gel hydroalcoolique).

Volume distribué à chaque pression : 500µl

Compatible avec tous les flacons en col 24/410

Dimensions de la tige : longueur 202 mm - diamètre 1,5mm (la tige peut être coupée).

Attention, la pompe n'est pas compatible avec le flacon de 500ml de gel hydroalcoolique (ref. 850006).

**Réf : POMPGEL500**