

Référence : MULTUBE



Portoir multi-tubes à 3 niveaux

Portoir pour tubes à centrifuger de 0,2 à 50 ml, sur trois niveaux, en polypropylène.

Capacité :

- 4 tubes de 50 ml
- 6 tubes 15 ml
- 14 tubes de 5 ml
- 16 tubes de 2 ml
- 20 tubes de 0,2 ml (tubes PCR)
- 2 barrettes ou 24 tubes PCR

Idéal pour manipulation ou stockage.

Passé au lave-vaisselle et au congélateur.