


Référence : POTO



Cet appareil permet de mesurer facilement et efficacement la transpiration végétale. Ce potomètre, par rapport à d'autres modèles, est très résistant car une seule pièce le composant est en verre (tube capillaire) ce qui limite le risque de casse.

L'appareil est composé d'un tube en verre disposé devant une échelle graduée et connecté à une seringue par un embout en T. Le tout est fixé sur une plaque rigide montée sur pied.

Il est également possible de mesurer l'Hygrométrie en connectant un hygromètre sur la tubulure verticale.

Dimensions : 15 x 16,5 x 5 cm. Tube capillaire : 120 x 1 mm.