

# RÉFRIGÉRATEURS ANTIDÉFLAGRANTS ATEX

FICHE  
PRODUIT

Références : REFRATEX350, REFRATEX550, REFRATEX180



## Antidéflagrant

Refrigérateurs antidéflagrants, agréés ATEX pour le stockage en toute sécurité de produits volatiles non corrosifs

Refroidissement ventilé, température réglable.

Dégivrage automatique avec bac de récupération d'eau.

Thermomètre et thermostat digital sur bandeau, maintien de l'affichage en cas de coupure de courant.

Tablettes en verre et porte sécurisée réversible.

180L

Réf : REFRATEX180

344L

Réf : REFRATEX350

558L

Réf : REFRATEX550

Référence	Volume brut / utile	Température	Equipement	Classe climatique	Dimensions (LxPxH) mm
REFRATEX180	180 / 160 L	+2°C à +15°C	3 tablettes	4 (+30°C)	600x600x860
REFRATEX350	344 / 261 L	+3°C à +16°C	4 tablettes	7 (+35°C)	597 x 654 x 1684

REFRATEX550	558 / 441 L	+3°C à +16°C	5 tablettes	7 (+35°C)	747 x 769 x 1684
-------------	-------------	--------------	-------------	-----------	---------------------