

SÉRIE LED 037, LE MICROSCOPE SANS FIL

Références : 75939, 75938, 75939/60



H 32 x P 17 x l 12,5 cm

Poids

2,7 kg

Ce microscope dispose d'un éclairage intégré type LED.

Compact, léger et malgré tout très robuste, il peut facilement être transporté grâce à sa poignée de préhension.

Sa technologie sans fil permet des observations sur le terrain ou dans toutes les conditions.

Caractéristiques techniques :

- Tête : Monoculaire inclinée 45° rotative 360°.
- Oculaire : Grand champ 10 x/18 mm avec pointeur.
- Éclairage : inférieur et supérieur à LED réglable
- Alimentation : piles rechargeables
- Butée de protection
- Livré avec housse de protection, piles et transformateur de recharge

Référence	75938	75939	75939/60
Tête	Monoculaire	Monoculaire	Monoculaire
Mise au point	Macrométrie uniquement	Macro/Micro coaxial	Macro/Micro coaxial

Platine	À valets	À chariot	À chariot
Objectifs / Nb de places	4x, 10x, 40x / 3 places	4x, 10x, 40x et 100x / 4 places	4x, 10x, 40x et 60x / 4 places
Eclairage	LED	LED Réglable	LED Réglable
Type d'objectifs	Achromatiques	Achromatiques	Achromatiques
Condenseur	Fixe O.N 0.65 avec diaphragme à 6 ouvertures pour le réglage de l'intensité lumineuse	Réglable en spirale O.N 1.25 avec diaphragme à iris	Réglable en spirale O.N 1.25 avec diaphragme à iris
Alimentation	Piles rechargeables / Sans fil	Piles rechargeables / Sans fil	Piles rechargeables / Sans fil
Poids	2.7 kg	2.7 kg	2.7 kg
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans