

Référence : VP750



Qualité irréprochable

Crâne creux

Groupe : Homo erectus pekinensis (Pithecanthropus pekinensis), découvert en 1928 dans les environs de Pékin. Crâne allongé, front étroit et fuyant, capacité crânienne 1 050 cm³. Mandibule forte ; incisives comparables à l'homme d'aujourd'hui, canines et molaires proches de l'anthropoïde. Arcades sourcilières prononcées et reliées, orbites espacées larges et profondes. Arête sagittale nette.

Âge probable : 400 000 ans.

Livré sur support amovible avec notice.

Taille/Poids : 21 x 15 x 17 cm / 0,8 kg